

Hinweise zum Kauf von Hörgerätebatterien – was gibt es zu beachten?

Hörgerätebatterien gibt es in **4 Größen**, die sich im **Durchmesser** und der **Höhe unterscheiden**. Jede Batteriegröße ist genormt, somit passt die Batterie in der richtigen Größe immer, egal von welchem Hersteller.

Die möglichen Größen sind

	Durchmesser	Höhe
10 (gelb)	5,8 mm	3,6 mm
13 (orange)	7,9 mm	5,4 mm
312 (braun)	7,9 mm	3,6 mm
675 (blau)	11,6 mm	5,4 mm

Wie finde ich meine benötigte Größe/Batterie:

Schritt 1: Nehmen Sie sich Ihre jetzige **Batteriepackung** zur Hand.

Schritt 2: Meist auf der **Vorderseite** der Verpackung finden Sie die die **Zahl** 10, 13, 312 oder 675 abgebildet. Diese Angabe steht für Größe.

Was tun, wenn keine Batteriepackung vorliegt?

- messen Sie den Durchmesser und die Höhe Ihrer Batterie ab
- auch die farbliche Markierung auf der Packung oder der Aufkleber auf der Batterie bestimmt die Größe (siehe oben)

Was bedeuten weitere Angaben neben der Größe, wie zum Beispiel PR, S, ZA oder ZL?

- Zusätzliche Angaben vor oder hinter der Größenangabe sind nicht entscheidend und herstellerabhängig