





# Hinweise zum Kauf von Hörgerätebatterien



## Wie finde ich meine benötigte Batterie / Größe ?

- 1 Nehmen Sie Ihre **jetzige** Batterieverpackung zur Hand.
- 2 Meist auf der Vorderseite der Verpackung finden Sie die Zahl **10, 13, 312** oder **675** abgebildet. Diese Angabe steht für die Größe. In der Regel befindet sich auf der Verpackung auch eine farbliche Markierung mit der die Größe bestimmt werden kann.
- 3 Somit können Sie jede Batterie **von jedem Hersteller** in der richtigen Größe verwenden.



	Farbe	Größe	Durchmesser	Höhe
	gelb	10	5,8 mm	3,6 mm
	orange	13	7,9 mm	5,4 mm
	braun	312	7,9 mm	3,6 mm
	blau	675	11,6 mm	5,4 mm

-  Zu den Hörgerätebatterien Größe 10
-  Zu den Hörgerätebatterien Größe 13
-  Zu den Hörgerätebatterien Größe 312
-  Zu den Hörgerätebatterien Größe 675

## Was bedeuten weitere Angabe neben der Größe wie z.B. PR, S, ZA oder ZL?

Zusätzliche Angaben vor oder hinter der Größenangabe sind **nicht entscheidend** und herstellerabhängig.

## Was kann ich tun, wenn keine Verpackung mehr vorliegt?

Messen Sie den Durchmesser und die Höhe der Batterie ab und vergleichen Sie Ihre Werte mit der nebenstehenden Tabelle. Oft befindet sich auch eine farbliche Markierung (meist als Aufkleber) an der Batterie selbst.

